

beurer MG 206 HD-enjoy MG 205



Масажна накідка шиацу на сидіння Інструкція з користування приладом



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистриб'ютор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua





Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку

Beurer. Компанія Beurer – європейський лідер

у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.

Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.

Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

**З найкращими побажаннями,
компанія Beurer**

Зміст

- | | |
|---|---|
| 1. Про масаж шиацу..... | 7. Застосування..... |
| 2. Для ознайомлення..... | 8. Догляд і зберігання..... |
| 3. Користування приладом за призначенням..... | 9. Що робити при виникненні несправностей?..... |
| 4. Вказівки з техніки безпеки..... | 10. Утилізація..... |
| 5. Опис приладу..... | 11. Гарантія / Сервісне обслуговування..... |
| 6. Підготовка до користування приладом..... | |

Комплект постачання

- Масажна накидка шиацу на сидіння
- Інструкція з користування приладом



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад призначений лише для домашнього/особистого вжитку, а не для комерційного використання.



УВАГА

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Чищення та технічне обслуговування не дозволяється проводити дітям без

нагляду.



УВАГА

- У разі виникнення будь-яких пошкоджень приладу, у тому числі і пошкоджень кабелю електроживлення приладу, потрібно звертатись до сервісного центру або до фірми-продавця в якого було придбано прилад.
- Якщо провід живлення цього приладу пошкоджений, для його заміни з метою уникнення небезпеки зверніться до сервісного центру або фірми-продавця, в якого придбавався прилад. Сам провід та робота з його заміни є платною послугою.



НЕБЕЗПЕЧНО



- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, виймайте штекер з розетки після кожного використання. Оскільки наявність води становить







небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.

- В якості додаткових заходів безпеки ми рекомендуємо встановити у ванній кімнаті прилад захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Більш детальну інформацію про ПЗВ Ви можете отримати у свого місцевого фахівця з електротехніки.

Пояснення символів

В інструкції та на типовій таблиці використовуються наведені нижче символи:

	Виробник Назва, контакти компанії виробника
	Прочитайте інструкцію Дотримуйтесь інструкції з користування приладом
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
	УВАГА Вказує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
	Вказівка Містить важливу інформацію.

	НЕБЕЗПЕЧНО Попередження про безпеку.
	Прилад має подвійну ізоляцію і відповідає класу захисту II.
	Використовувати тільки в закритих приміщеннях.
	Утилізація приладу повинна здійснюватися відповідно до вимог Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Утилізація упаковки Утилізувати упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу
	Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив

1. Про масаж шиацу

Шиацу – це розроблена близько 100 років назад в Японії техніка масажу, яка спирається на основні положення традиційної китайської медицини. Основою техніки масажу є система енергопровідних доріжок (меридіанів) у людському тілі.

Мета масажу шиацу – інтенсифікація фізичного, емоційного і духовного самопочуття людини. Для цього

повинні бути усунені енергетичні блокади і застої в енергопровідних доріжках, а також проведена стимуляція механізмів саморегулювання організму.

Фахівець з масажу досягає цього, виконуючи плавні рухи з натиском уздовж електропровідних доріжок (меридіанів). Хоча дослівно слово «шиацу» перекладається як «натискання пальцями», окрім пальців, під час масажу використовуються кулаки, лікті та коліна. При цьому масажист використовує всю свою вагу для створення необхідного тиску.

2. Для ознайомлення

Ваш масажер шиацу містить обертові масажні головки, які імітують ефект натискання та розминання, характерний для масажу шиацу.

Цей прилад з обертовими масажними головками забезпечує інтенсивний глибокий масаж всієї спини. Для цього Вам необхідно помістити прилад на відповідне сидіння.

3. Користування приладом за призначенням

Цей прилад призначений тільки для масажу спини людини. Він не може замінити медичне лікування. Не використовуйте масажер, якщо Вас стосуються одне або декілька наведених нижче застережень.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не використовуйте масажер

• при патологічних змінах або травмах в зоні спини (наприклад, грижа

міжхребцевого диска, відкрита рана),

- під час вагітності,
- під час сну,
- в автомобілі,
- для тварин,
- у разі здійснення видів діяльності, за яких непередбачена реакція може бути небезпечною,
- після прийому речовин, що обмежують здатність сприйняття (наприклад, болезаспокійливих медикаментів, спиртних напоїв),
- Не довше 15 хвилин (небезпека перегрівання) і перед повторним використанням зачекайте щонайменше 15 хвилин, доки прилад охолоне.
- Якщо Ви не впевнені, чи підходить Вам масажер, проконсультуйтеся з лікарем.
- Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм грати з приладом.
- Перед використанням масажера проконсультуйтеся у лікаря

- якщо ви страждаєте тяжкими захворюваннями або перенесли хірургічне втручання на верхній частині тіла,
- якщо Ви носите кардіостимулятор, електричні імплантанти або інші допоміжні засоби,
- при тромбозах,
- діабеті,
- за наявності болю невизначеного походження.

Прилад призначено тільки для цілей, вказаних у цій інструкції з використання. Виробник не відповідає за збитки, спричинені неправильним або необережним користуванням.

4. Вказівки з техніки безпеки

Уважно прочитайте інструкцію з використання! Недотримання наведених нижче вказівок може призвести до травмування людей або завдання матеріальних збитків. Надійно зберігайте цю інструкцію з користування приладом. Вона має бути також доступна іншим користувачам. Передаючи прилад іншим особам, передавайте також і цю інструкцію.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не дозволяйте, щоб матеріал упаковки

потрапив до рук дітей. **Це може призвести до удушення.**



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Ураження електричним струмом

Як і будь-яким іншим електроприладом, користуватися масажером необхідно обережно й дбайливо, щоб запобігти ураженню електричним струмом. Тому використовуйте прилад

- лише з напругою, вказаною на приладі.
- за відсутності видимих пошкоджень на приладі або додатковому обладнанні,
- за будь-яких погодних умов, крім грози.
- У випадку виникнення несправностей або перебоїв у роботі приладу негайно вимкніть його та від'єднайте від електромережі
- Дістаючи штекер із розетки, не тягніть за кабель мережі або за прилад.
- Ніколи не тримайте та не переносьте прилад, тримаючись за кабель мережі.
- Не допускайте контакту кабелю з

гарячими поверхнями.

- Не здавлюйте, не перекручуйте та не згинайте кабель живлення.
- Не проколюйте голками або іншими гострими предметами.
- Слідкуйте, щоб масажер, вимикач, блок живлення і кабель не контактували з водою або іншими рідинами.

Тому використовуйте прилад

- тільки в сухих приміщеннях (наприклад, не використовуйте його у ванні, сауні).
- тільки сухими руками.
- Не торкайтеся приладу, якщо він упав у воду. негайно витягніть штекер із розетки.
- Не використовуйте прилад, якщо прилад або додаткове обладнання мають видимі пошкодження.
- Уникайте нанесення ударів та падіння приладу.

Ремонт



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Ремонт електроприладів дозволяється виконувати тільки фахівцям. Неправильний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача. Якщо прилад потребує ремонту, звертайтеся у сервісну службу або авторизовану торговельну організацію.
- Забороняється відкривати застібку-блискавку масажера. Вона використовується тільки з метою технічного обслуговування.

Небезпека виникнення пожежі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Через використання не за призначенням або використання з порушенням цієї інструкції може виникнути загроза пожежі!

Тому в жодному випадку не експлуатуйте масажер

- накритим, наприклад, ковдрою,

- подушкою тощо,
• поблизу бензину або інших легкозаймистих речовин.

Правила використання



УВАГА!

Після кожного використання та перед кожним чищенням вимкніть прилад і витягніть штекер із розетки.

- Не вставляйте будь-які предмети в отвори приладу або в рухомі частини. Переконайтеся, що рухомі частини можуть вільно рухатися.
- Використовувати прилад тільки у вертикальному положенні, не кладіть його в розправленому стані на підлогу.
- Не сідайте, не лягайте і не ставайте на рухомі частини приладу всією вагою, не ставте на прилад жодних предметів.
- Захищайте прилад від впливу високих температур.

5. Опис приладу


Масажна накідка шию на сидіння (лицьова сторона)



1. Захисний чохол
2. Чотири масажні головки
3. Фіксуючі стрічки
4. Ручний перемикач
5. Чохол для зберігання
6. Знімна подушка для сидіння
7. Гачок для вішака (ззаду)
8. Кабель живлення

Вимикач



1. Кнопка 
2. Кнопка таймера (5 -10 -15 хвилин)
3. Кнопка **A+B** (масаж всієї області спини)
4. Кнопка **A** (масаж верхньої області спини)
5. Кнопка **B** (масаж нижньої області спини)
6. Кнопка **heat** (нагрів)
7. Кнопка **demo**


6. Підготовка до користування приладом

- Закріпіть захисний чохол на поверхні накидки шию за допомогою стрічок-липучок. Також існує можливість масажу без захисного чохла, котрий, як правило, сприймається як більш «жорсткий».
- Розмістіть накидку вертикально на відповідних меблях із сидінням та зі спинкою (наприклад, стільці, дивані тощо). Слідкуйте за тим, щоб сидіння повністю прилягало до накидки та мало досить високу спинку.
- За потреби використовуйте для фіксації масажера гнучкі фіксуючі стрічки і стрічки-«липучки».
- Під'єднайте прилад до мережі.

7. Застосування


Спершу притискайте спину дуже обережно до масажеру. Потім обережно перевірте, чи зручно розташований масажер. Тільки після цього поступово зміщуйте вагу в напрямку приладу.

Масаж завжди повинен приносити розслаблююче та приємне відчуття. Якщо масаж завдає болю або дискомфорту, припиніть його, змініть положення масажера або зменшіть силу натискання.

- Не затискає будь-які частини тіла, особливо пальці, між обертовими масажними головками і їх кріпленнями.
- Сядьте зручно і рівно на накидку. Слідкуйте, щоб Ви знаходилися в центрі і щоб масажні головки, ліворуч і праворуч від хребта, могли переміщатися.
- Увімкніть масажер за допомогою кнопки . За допомогою кнопки **A+B/A/B** виберіть область, яку Ви хочете масажувати.

Світлодіоди вказують налаштовану область масажу.

- Функція підігріву масажних головок вмикається натисненням кнопки **heat** [6].
- Масажний блок з обертовими масажними головками повільно переміщається вгору з вихідного положення в нижній частині спини, а в налаштованій зоні масажу переміщається вгору-вниз. Застосування в одній точці неможливо, оскільки обертальний рух і переміщення вгору-вниз пов'язані один з одним.
- Під час обрання зони масажу автоматично активується функція автоматичного вимкнення, яка налаштована на 15 хвилин. Шляхом натискання кнопки **timer** Ви можете налаштувати автоматичне вимкнення на 5, 10 або 15 хвилин.
- Зауважте, що під час зміни налаштування таймера він починає новий відлік часу. Щоб уникнути перегріву приладу виберіть на самому початку максимальну тривалість масажу і більше не змінюйте її під час масажу.

Використовуйте масажер не більше 15 хвилин, а потім дайте йому охолонути. Тривалий масаж та надмірна стимуляція можуть призводити до напруження м'язів замість їх розслаблення. Масаж можна припинити в будь-який момент, натиснувши кнопку . Зауважте, що при відключенні масажні головки спочатку повертаються в початкове положення в області попереку. На це вказує блимання світлодіода. Після досягнення цього положення прилад вимикається.

- Під час роботи не вимикайте прилад з мережі. Завжди спершу вимикайте його і чекайте, поки він не досягне вихідного положення вниз.

- Використовуйте масажер не більше 15 хвилин, а потім дайте йому охолонути. Тривалий масаж та надмірна стимуляція можуть призводити до напруження м'язів замість їх розслаблення.

8. Догляд і зберігання

Чищення



УВАГА!

- Від'єднуйте прилад від мережі перед кожним очищенням.
- Дотримуйтеся правил чищення приладу. У жодному випадку не допускайте потрапляння рідини у прилад або додаткове обладнання.
- Невеликі плями видаляються ганчіркою або вологою губкою, за потреби використайте невелику кількість рідкого миючого засобу. Категорично забороняється використовувати засоби для чищення, що містять розчинники.
- Знімний чохол придатний для машинного прання за температури 40° С. Дотримуйтеся інструкцій по догляду

та очищенню, наведених на пришитій до чохла етикетці.

- Використовуйте прилад тільки після того, як він повністю висохне.


Зберігання

Якщо Ви тривалий час не користуєтесь приладом, ми рекомендуємо зберігати його в оригінальній упаковці в сухому приміщенні; забороняється класти на прилад інші предмети.

Прилад також можна повісити на вішалку в шафу. Для цього необхідно протягнути вішалку в спеціальні петлі для підвішування на зворотному боці приладу.

9. Що робити при виникненні несправностей?

Проблема	Причина	Способи усунення
Масажні головки обертаються уповільнено.	Занадто велике навантаження на масажні головки.	Зменшити зусилля притиснення до тіла.
Масажні головки обертаються тільки у верхній або нижній області.	Було активовано масаж для обмеженої області.	Щоб змінити або розширити область застосування, використовуйте кнопки A+B/A/B .
Масажні головки не	Прилад не під'єднаний до	Вставте штепсельну вилку

рухаються.	мережі.	в розетку й увімкніть прилад.
	Прилад не увімкнено.	Увімкніть прилад за допомогою кнопки  . Оберіть зону масажу.
	Спрацював захист від перегрівання, прилад пошкоджений.	Зверніться до торговельної організації або сервісного центру.

10. Утилізація

З міркувань охорони навколишнього середовища категорично забороняється утилізувати прилад разом з побутовими відходами після закінчення терміну його служби. Утилізація має здійснюватися через відповідні місцеві приймальні пункти. Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання). У разі виникнення запитань звертайтеся у місцеву комунальну службу, відповідальну за утилізацію відходів. Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



11. Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або неповністю (відсутня частина даних або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;
- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів

строк служби цього приладу встановлено рівним гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8,

тел.:(044) 247 67 34;або Фірми-продавця, у якої було придбано цей прилад;

або Дистриб'ютора в Україні : ТОВ Хелс Менеджер, Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни.