

Philips Sonicare Cordless  
Power Flosser 3000  
Іригатор порожнини рота

#### Технологія Quad Stream

Імпульсні хвилі спрямовують вас  
від зуба до зуба  
Портативний іригатор



HX3826/31

## Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream

До 180% ефективніший догляд за яснами\*; видаляє до 99,9 % нальоту\*\*

Ретельне чищення міжзубних проміжків для покращення стану ясен без зусиль. Унікальна хрестоподібна насадка з технологією Quad Stream охоплює максимальну площу міжзубних проміжків для більш ефективного та легкого очищення з меншими зусиллями.

#### Easy and convenient

- Резервуар ємністю 250 мл
- Швидке універсальне зарядження за допомогою кабелю USB-A
- Легкий у використанні
- Стандартна насадка для точкового очищення

#### Faster, more effective flossing

- 2 режими чищення міжзубних проміжків, 3 рівні інтенсивності
- Повне очищення порожнини рота лише за 60 секунд
- Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave спрямовує вас від зуба до зуба
- Технологія Quad Stream для швидкого та ефективного очищення міжзубних проміжків

**PHILIPS**  
**sonicare**

Іригатор порожнини рота  
Технологія Quad Stream Імпульсні хвилі спрямовують вас від зуба до зуба, Портативний іригатор

HX3826/31


## Основні особливості

### Технологія Quad Stream



Унікальна хрестоподібна насадка Quad Stream очищає ефективніше завдяки хрестоподібному потоку води у чотирьох напрямках, охоплює максимальну площу міжзубних проміжків та ясен.

### Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave




Ніжні імпульси води сприяють чищенню і спрямовують вас від зуба до зуба в режимі ретельного чищення для завжди відмінного результату.

### 2 режими, 3 рівні інтенсивності



Оберіть режим чищення, який підходить саме для вас. Режим чищення забезпечує безперервний потік для ефективного щоденного чищення.

### Повне очищення порожнини рота лише за 60 секунд



У режимі «очищення» (clean) впорайтесь навіть з важкодоступними місцями за допомогою насадки, яка обертається на 360 градусів, завдяки чому пристроєм можна користуватися у будь-якому напрямку. Отримуйте ретельне чищення 360° всього за 60 секунд від початку до кінця.

### Швидка зарядка з кабелем USB-A



Зручне зарядження за допомогою кабелю USB-A. Отримайте до 14 днів чищення від одного зарядження.


### Резервуар ємністю 250 мл



Портативний іригатор з ємністю 250 мл завжди допоможе в будь-якій ситуації подбати про гігієну порожнини рота.


Просто відкрутіть резервуар, зніміть та наповніть його водою, або використовуйте бічний клапан для легкого наповнення водою.

### Легкий у використанні



Спрямуйте насадку на міжзубні проміжки, ввімкніть пристрій та ведіть насадку насадку від зуба до зуба. Іригатор подбає про якісну гігієну та ефективне очищення міжзубних проміжків та приясиневої ділянки.

### Стандартна насадка для точкового очищення



Стандартна насадка забезпечує єдиний потік води для видалення залишків їжі та біоплівки.

# Специфікації

## Потужність

- Напруга: Зарядний пристрій для різної напруги

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки гарантії

## Простота у користуванні

- Ручка: Тонка ергономічна конструкція
- Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

## Ефективність

- Чищення: Чистить усю ротову порожнину за 60–90 секунд

## Елементи в комплекті

- Бездротовий Power Flosser: 1

- Насадка F1 Standard: 1
- Насадка F3 Quad Stream: 1
- Дорожня сумка: 1
- Кабель живлення USB: 1
- Настінний адаптер USB: 1

## Режими

- Чищення: Для виняткового щоденного чищення
- Ретельне чищення+: Для освіжаючого ретельного чищення
- Рівні інтенсивності: 3

## Конструкція та покриття

- Колір: Білий



Дата випуску 2023-08-16

Версія: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* При використанні насадки Quad Stream на рівні інтенсивності 8 із звичайною зубною щіткою у пацієнтів із помірним або важким захворюванням ясен порівняно з використанням звичайної зубної щітки із зубною ниткою

\*\* Виділяє до 99,9 % нальоту на оброблених ділянках; (згідно дослідження in vitro, фактичні індивідуальні результати можуть варіюватися)